





Checklist






Esta guía rápida no reemplaza a las instrucciones de uso.
La operación del respirador requiere el análisis completo y la comprensión del **Manual de Usuario**.

Esta verificación debe ser realizada por única vez en la primera puesta en funcionamiento del respirador.
Utilizar el pulmón de prueba provisto.
En caso de conectar el humidificador, el mismo debe permanecer apagado.

Checklist

Acción a realizar	Observar	Check
<p>Verificar que la presión de suministro de gases se encuentre dentro del rango 2.8 kg/cm² – 6kg/cm²</p>	<p>La lectura del instrumento de medición debe encontrarse dentro del rango especificado.</p>	<input type="radio"/>
<p>Encender el respirador. Verificar el encendido del LED "110-220 VAC" cuando el respirador está conectado a la red eléctrica.</p>		<input type="radio"/>
<p>Desconectar el cable de alimentación. Verificar el encendido del LED Battery/Charge.</p>		<input type="radio"/>
<p>Realizar calibración inicial. Seleccionar modo VCV. Aceptar valores predefinidos. Ir a Menú, Complementos Ventilatorios. Seleccionar Humidificador: Ninguno (TECNICO). Repetir el control con un volumen tidal programado del 50% al inicial.</p>	<p>La lectura del volumen tidal espirado debe ser igual al programado con una tolerancia de $\pm 10\%$.</p> 	<input type="radio"/>
<p>Seleccionar modo PVC. Aceptar valores predefinidos. Repetir control con una Presión Controlada de 5 cmH₂O más que la inicial.</p>	<p>Verificar que Presión Pico=PCV programada + PEEP, con una tolerancia de ± 1 cmH₂O.</p> 	<input type="radio"/>

Checklist

<p>Comparar FIO2 programada y monitorizada. Repetir con una FIO2 de 30% y 80%.</p>	<p>Verificar que la concentración de O2 monitorizada sea igual a la programada con una tolerancia de $\pm 3\%$.</p> 	<input type="radio"/>
<p>Comparar PEEP programada y monitorizada. Repetir con una PEEP de 10 cmH2O y 15 cmH2O.</p>	<p>Verificar que la PEEP monitorizada sea igual a la programada con una tolerancia de ± 1 cmH2O</p> 	<input type="radio"/>
<p>Presionar la Tecla "Manual Trigger".</p>	<p>Se debe generar una inspiración automáticamente.</p> 	<input type="radio"/>
<p>Manipular el pulmón de prueba para simular un esfuerzo inspiratorio.</p>	<p>Verificar que automáticamente se genere una inspiración mostrando el icono del pulmón en pantalla.</p> 	<input type="radio"/>
 <p>Activar la función Nebulización. Desactivar el Nebulizador.</p>	<p>Verificar la presencia de flujo a la salida del conector del nebulizador de forma sincronizada con la inspiración.</p>	<input type="radio"/>

Checklist

Alarma de Presión Máxima: Bajar el límite de alarma de Presión Máxima a nivel de la presión pico leída. Volver el límite de alarma al valor inicial.	Comprobar activación de alarma de Presión Máxima.	<input type="radio"/>
Alarma de Presión Mínima: Subir el límite de alarma a nivel de Presión Mínima por encima de la presión pico leída. Volver el límite de alarma al valor inicial.	Comprobar activación de alarma de Presión Mínima.	<input type="radio"/>
Alarma de Desconexión: Desconectar el pulmón de prueba del conector en Y. Volver a conectar el pulmón.	Verificar activación de alarma.	<input type="radio"/>
Alarma de Baja presión de Aire: Cerrar llave principal de Alimentación de Aire.	Verificar activación de alarma.	<input type="radio"/>
Alarma de Baja presión de Oxígeno: Cerrar llave principal de Alimentación de Oxígeno.	Verificar activación de alarma.	<input type="radio"/>