

# Humidificador calentador

VH2100

El humidificador VH-2100 forma parte de un sistema completo de humificación diseñado para entregar un nivel confortable de humedad y temperatura.

El dispositivo se utiliza para calentar y humidificar los gases entregados a los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva, por medio de tubos endotraqueales/de traqueotomía o máscara facial respectivamente.

Permite ajustar hasta nueve niveles de temperatura y humedad.



Distribuido por:

**tecme**  
committed to life

# Especificaciones de producto

## DIMENSIONES

135 mm x 160 mm x 170 mm  
(ancho x alto x largo)

## PESO

1,3 Kg  
(SIN CÁMARA)

## 2.1 TENSIÓN NOMINAL

MODELO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN
VH-2100-115	AC 115 V +-12 V	1.3 A Max.
VH-2100-230	AC 230 V +-23 V	0.7 A Max.

  

FRECUENCIA DE SUMINISTRO	POTENCIA DEL PLATO CALEFACTOR
50/60 Hz	150 W

## PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

### PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE

15V/3A (tipo rápido); 230V/1.5A (tipo rápido)

### PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO

115°C+-3C, termostato

## AJUSTE DE TEMPERATURA

PERILLA: ESCALA 1 - 9



Distribuido por:

**tecme**  
committed to life

50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

[www.tecmeglobal.com](http://www.tecmeglobal.com)

#### Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040  
X5008HJY - Córdoba, Argentina  
Tel.: +54 351 4144600 - Fax: +54 351 4144605  
e-mail: [info@tecme.com.ar](mailto:info@tecme.com.ar)

#### Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,  
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina  
Tel: +54 11 1561387326  
e-mail: [info@tecme.com.ar](mailto:info@tecme.com.ar)

#### Norcross

2825 Pacific Drive, Suite B  
Norcross, GA 30071 - USA  
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176  
e-mail: [info@tecme-usa.com](mailto:info@tecme-usa.com)