

Humidoflo

HFTSYSTEM HF-2900

El equipo está previsto para proveer soporte respiratorio en pacientes (incluyendo pacientes intubados) que requieren alto flujo calentado y humidificado en entornos hospitalarios y de cuidado intensivo.

Se presenta como un sistema generador de flujo servocontrolado, calefacción y humidificación. Así mismo, se puede incorporar oxígeno para generar una mezcla uniforme.

La unidad debe funcionar con el circuito paciente calefaccionado, el cual mantiene la temperatura y humedad entre la cámara y el paciente por medio del sistema de calefacción: cable adaptador, cable calefactor y sensor de temperatura.

Usos y aplicación:


- | Manejo en periodos pre y post extubación
- | Insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercapnica
- | Insuficiencia cardíaca
- | Apnea de sueño
- | Alternativa a VNI



Distribuido por:

tecme
committed to life

Beneficios fisiológicos



Accesorios incluidos

- | Circuito calefaccionado descartable de rama única
- | Cámara para humidificador descartable
- | Cánula nasal adulto*
- | Cánula nasal infantil*
- | Conector para traqueotomía
- | Oxímetro de pulso
- | Pedestal

*El equipo incluye por omisión 3 cánulas. En caso de requerir más, consultar con código de producto.

Distribuido por:

tecme
committed to life

50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

www.tecme.com

Córdoba
Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
Tel.: +54 351 4144600 - Fax: +54 351 4144605
e-mail: info@tecme.com

Buenos Aires
Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 1561387326
e-mail: info@tecme.com

Norcross
2825 Pacific Drive, Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176
e-mail: info@tecme-usa.com