

tecme

neumovent advance

Completa monitorización
Capnografía volumétrica
Oxigenoterapia de alto flujo
Ensayo de respiración
espontánea

Respirador de alta gama que brinda ventilación invasiva y no invasiva adaptable a todas las categorías de pacientes.

tecme
committed to life

Completa monitorización

Es posible realizar un seguimiento de los parámetros más importantes desde el inicio de la terapia, con P/V Flex y la opción Stress Index, pasando por los estadios intermedios hacia el destete, con PO.1 y Pimax, entre otras pruebas y variables.

Capnografía volumétrica

Monitorización integrada de CO2 exhalado con curvas en el tiempo y volumétricas, como así también mediciones de espacio muerto fisiológico.

O₂ Oxigenoterapia de alto flujo

La incorporación de esta modalidad extiende el uso del respirador a las instancias previas y posteriores a la ventilación mecánica propiamente dicha brindando asistencia no invasiva a la oxigenación.

SBT Ensayo de respiración espontánea

Esta nueva herramienta permite realizar un ensayo de respiración espontánea previa al destete, monitoreada en tiempo real y completamente segura con alarmas dedicadas.



- Ventilación para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Disponible para ventilación invasiva y no invasiva.
- Oxigenoterapia de alto flujo.
- Compensación automática de fugas.
- Software de capnografía volumétrica incorporado.
- Módulo integral de mecánica respiratoria.
- Sensor de flujo proximal para neonatología.
- Compensación de tubo endotraqueal o de traqueotomía.
- Transporte intrahospitalario.
- Ensayo de Respiración Espontánea (SBT).
- Almacenamiento de tendencias por 72 hs.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Batería incorporada con autonomía mayor a 2,5 hs.
- Pantalla numérica.
- 2 años de garantía.

50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

www.tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
Tel.: +54 351 4144600 - Fax: +54 351 4144605
e-mail: info@tecme.com.ar

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 1561387326
e-mail: info@tecme.com.ar

Norcross

2825 Pacific Drive, Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176
e-mail: info@tecme-usa.com