




**ts+**

Monitoramento completo  
Oxigenoterapia de alto fluxo  
SBT  
Novos modos de ventilação  
Categoria neonatal



Ventilador que proporciona ventilação invasiva e não invasiva para pacientes adultos, pediátricos e, opcionalmente, neonatais.

## Monitoramento completo

É possível realizar um acompanhamento dos parâmetros mais importantes no início da terapia, com P/V Flex e a opção Stress Index, passando pelos estados intermediários até o desmame, com P0.1 e Pimax, entre outras provas e variáveis.

## Módulos opcionais:

### Oxigenoterapia de alto fluxo

A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

### Ensaio de respiração espontânea (SBT)

Esta nova ferramenta permite realizar um ensaio de respiração espontânea prévia ao desmame, monitorada em tempo real e completamente segura com alarmes dedicados.

### Novos modos de ventilação

Ventilação com controle do volume regulado por pressão (PRVC), Ventilação mandatória intermitente sincronizada com o controle de volume regulado pela pressão SIMV (PRVC) e Ventilação com volume de suporte (VSV).

### Categoria neonatal

Incorporando modalidades de ventilação que permitem ventilar pacientes a partir de 5 ml de volume tidal.



- Ventilação para pacientes adultos e pediátricos.
- Software atualizável para o seguinte:
  - Ventilação neonatal.
  - Oxigenoterapia de alto fluxo.
  - Ensaio de respiração espontânea (SBT) e índice de estresse.
  - Modos ventilatórios PRVC, SIMV (PRVC) e VSV.
- Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
- Compensação automática de fugas.
- Módulo integral de mecânica respiratória.
- Transporte intra-hospitalar.
- Armazenamento de tendências durante 72 h.
- Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
- Baixo custo de manutenção.
- 1 ano de garantia.
- Tela numérica.

50 anos de inovação e desenvolvimento de ventiladores mecânicos.

[www.tecmeglobal.com](http://www.tecmeglobal.com)

#### Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040  
X5008HJY - Córdoba, Argentina  
Tel.: +54 351 4144600 - Fax: +54 351 4144605  
e-mail: [info@tecme.com.ar](mailto:info@tecme.com.ar)

#### Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,  
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina  
Tel.: +54 11 1561387326  
e-mail: [info@tecme.com.ar](mailto:info@tecme.com.ar)

#### Norcross

2825 Pacific Drive, Suite B  
Norcross, GA 30071 - USA  
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176  
e-mail: [info@tecme-usa.com](mailto:info@tecme-usa.com)