

tecme

advance+

Monitoramento completo
Capnografia volumétrica
Oxigenoterapia de alto fluxo
SBT
Ventilação não invasiva

Ventilador de gama alta que proporciona ventilação invasiva e não invasiva e pode-se adaptar a todas as categorias de pacientes.

tecme
committed to life

Monitoramento completo

É possível realizar um acompanhamento dos parâmetros mais importantes no início da terapia, com P/V Flex e com Stress Index, passando pelos estados intermediários até o desmame, com P0.1 e Pimax, entre outras provas e variáveis.

Capnografia volumétrica

Monitoramento integrado de CO₂ exalado com curvas no tempo e volumétricas, bem como medições de espaço morto fisiológico.

Oxigenoterapia de alto fluxo

A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

Ensaio de respiração espontânea (SBT)

Esta nova ferramenta permite realizar um ensaio de respiração espontânea prévia ao desmame, monitorada em tempo real e completamente segura com alarmes dedicados.

Ventilação não invasiva

Modalidade de ventilação que permite aprimorar a ventilação alveolar, mantendo as vias respiratórias intactas, com compensação de perdas automática. Um monitoramento de fugas confiável através da interface utilizada, melhorando a sincronização e o conforto do paciente.

- Ventilação para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
- Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
- Oxigenoterapia de alto fluxo.
- Compensação automática de fugas.
- Software de capnografia volumétrica.
- Módulo integral de mecânica respiratória.
- Sensor de fluxo proximal para neonatologia.
- Compensação de tubo endotraqueal.
- Transporte intra-hospitalar.
- Ensaio de respiração espontânea.
- Armazenamento de tendências durante 72 h.
- Baixo custo de manutenção.
- Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
- 1 ano de garantia.
- Tela numerica.



50 anos de inovação e desenvolvimento em respiradores mecânicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040 X5008HJY - Córdoba, Argentina
Tel.: +54 351 4144600 - Fax: +54 351 4144605

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A., C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 1561387326

Atlanta

2825 Pacific Drive. Suite B Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176

São Paulo

Avenida Portugal, n.º 1.100, C-70 Itaqui, Itapevi
SP - CEP: 06696 - 060