



neo+

Monitoramento completo
Oxigenoterapia de alto fluxo
Novos modos de ventilação
Ventilação não invasiva

Ventilador que proporciona ventilação invasiva e não invasiva para pacientes neonatais e infantis.

Tecme
committed to life

Monitoramento completo

O sensor de fluxo proximal otimiza o monitoramento dos volumes e fluxos, independentemente do volume compressível do circuito que o paciente utiliza. Medição dos parâmetros de ventilação que permitem tomar decisões corretas fundamentadas em informações, melhorando assim a eficácia do tratamento e garantindo a segurança do paciente.

Oxigenoterapia de alto fluxo

A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

Novos modos de ventilação orientados ao paciente

Ventilação mandatória intermitentes sincronizada com o controle de volume regulado pela pressão SIMV (PRVC) e Ventilação com volume de suporte (VSV).

Ventilação não invasiva

Modalidade de ventilação que permite aprimorar a ventilação alveolar, mantendo as vias respiratórias intactas, com compensação de perdas automática. Um monitoramento de fugas confiável através da interface utilizada, melhorando a sincronização e o conforto do paciente.

- Ventilação para neonatais.
- Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
- CPAP de fluxo contínuo: ventilação não invasiva utilizando cânulas nasais e compensação automática de fugas.
- Oxigenoterapia de alto fluxo.
- Sensor de fluxo proximal.
- Menu de mecânica respiratória.
- Fornecimento preciso de volume tidal desde 2 ml.
- Transporte intra-hospitalar.
- Armazenamento de tendências durante 72 h.
- Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
- Baixo custo de manutenção.
- 1 ano de garantia.
- Tela numerica.



50 anos de inovação e desenvolvimento de ventiladores mecânicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040 X5008HJY - Córdoba, Argentina
Tel.: +54 351 4144600 - Fax: +54 351 4144605

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A., C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 1561387326

Atlanta

2825 Pacific Drive. Suite B Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176

São Paulo

Avenida Portugal, n.º 1.100, C-70 Itaqui, Itapevi
SP - CEP: 06696 - 060