

tecme

neumovent advance

Completa monitorización  
Capnografía volumétrica  
Oxigenoterapia de alto flujo  
Ensayo de respiración  
espontánea

Respirador de alta gama que brinda ventilación invasiva y no invasiva adaptable a todas las categorías de pacientes.

**tecme**  
committed to life

## 👁️ Completa monitorización

Es posible realizar un seguimiento de los parámetros más importantes desde el inicio de la terapia, con P/V Flex, pasando por los estadios intermedios hacia el destete, con P0.1 y Pimax, entre otras pruebas y variables.

## 📊 Capnografía volumétrica

Monitorización integrada de CO2 exhalado con curvas en el tiempo y volumétricas, como así también mediciones de espacio muerto fisiológico.

## 👉 Oxigenoterapia de alto flujo

La incorporación de esta modalidad extiende el uso del respirador a las instancias previas y posteriores a la ventilación mecánica propiamente dicha brindando asistencia no invasiva a la oxigenación.

## 👉 SBT Ensayo de respiración espontánea

Esta nueva herramienta permite realizar un ensayo de respiración espontánea previa al destete, monitoreada en tiempo real y completamente segura con alarmas dedicadas.

## 👉 AVA [Asistencia Ventilatoria Adaptativa]

El modo AVA es un modo adaptativo que garantiza una ventilación minuto óptima del paciente con el menor trabajo respiratorio.

- Ventilación para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Disponible para ventilación invasiva y no invasiva.
- Oxigenoterapia de alto flujo.
- Compensación automática de fugas.
- Software de capnografía volumétrica incorporado.
- Módulo integral de mecánica respiratoria.
- Sensor de flujo proximal para neonatología.
- Compensación de tubo endotraqueal o de traqueotomía.
- Transporte intrahospitalario.
- Ensayo de Respiración Espontánea (SBT).
- Almacenamiento de tendencias por 72 hs.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Batería incorporada con autonomía mayor a 2,5 hs.
- Pantalla numérica.
- 2 años de garantía.



50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

[www.tecmeglobal.com](http://www.tecmeglobal.com) / [info@tecmeglobal.com](mailto:info@tecmeglobal.com)

### Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040  
X5008HJY - Córdoba, Argentina  
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

### Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,  
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina  
P: +54 11 1561387326

### Atlanta

2825 Pacific Drive. Suite B  
Norcross, GA 30071 - USA  
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176