



HUMIDOFLO® **HFT SYSTEM**
HF-2900D

NASAL HIGH FLOW OXYGEN THERAPY



GGM

Great Group Medical CO., Ltd.


El equipo está previsto para proveer soporte respiratorio en pacientes (incluyendo pacientes intubados) que requieren alto flujo calentado y humidificado en entornos hospitalarios y de cuidado intensivo.

Se presenta como un sistema generador de flujo servocontrolado, calefacción y humidificación. Así mismo, se puede incorporar oxígeno para generar una mezcla uniforme.

La unidad debe funcionar con el circuito paciente calefaccionado, el cual mantiene la temperatura y humedad entre la cámara y el paciente por medio del sistema de calefacción: cable adaptador, cable calefactor y sensor de temperatura.



Beneficios fisiológicos



Distribuido por:

tecme
committed to life

50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba
Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

Buenos Aires
Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
P: +54 11 1561387326

Atlanta
2825 Pacific Drive, Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176

Accesorios incluidos

- Circuito calefaccionado descartable
- Cámara para humidificador descartable
- Cánula nasal (adulto o infantil)*
- Oxímetro de pulso (adulto o infantil)*
- Pedestal

*El equipo incluye por omisión 3 cánulas y 1 oxímetro de pulso. En caso de requerir más, consultar con código de producto.

Usos y aplicación:

- Manejo en periodos pre y post extubación
- Insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica
- Insuficiencia cardíaca
- Apnea de sueño
- Alternativa a VNI