



neumovent ts

Completa monitorización
Oxigenoterapia de alto flujo
Nuevos modos ventilatorios
Categoría neonatal
Ensayo de respiración espontánea



Respirador que brinda ventilación invasiva y no invasiva destinado a pacientes adultos y pediátricos, y neonatal como opcional.

Completa monitorización

Es posible realizar un seguimiento de los parámetros más importantes desde el inicio de la terapia, con P/V Flex, pasando por los estadios intermedios hacia el destete, con P0.1 y Pimax, entre otras pruebas y variables.

Módulos opcionales:

Oxigenoterapia de alto flujo

La incorporación de esta modalidad extiende el uso del respirador a las instancias previas y posteriores a la ventilación mecánica propiamente dicha brindando asistencia no invasiva a la oxigenación.

Ensayo de respiración espontánea

Esta nueva herramienta permite realizar un ensayo de respiración espontánea previa al destete, monitoreada en tiempo real y completamente segura con alarmas dedicadas.

Nuevos modos ventilatorios

Ventilación con control de volumen regulado por presión (PRVC), Ventilación mandatoria intermitente sincronizada con control de volumen regulado por presión SIMV (PRVC) y Ventilación con Volumen de Soporte (VSV).


Categoría neonatal

Incorporando modalidades ventilatorias que permitirían ventilar pacientes desde los 2 ml de volumen tidal.

AVA [Asistencia Ventilatoria Adaptativa]

El modo AVA es un modo adaptativo que garantiza una ventilación minuto óptima del paciente con el menor trabajo respiratorio.

- Ventilación para pacientes adultos y pediátricos.
- Software actualizable para:
Ventilación neonatal.
Oxigenoterapia de alto flujo.
Ensayo de Respiración Espontánea (SBT) y Stress Index.
Modos Ventilatorios PRVC, SIMV (PRVC) y VSV.
- Disponible para ventilación invasiva y no invasiva.
- Compensación automática de fugas.
- Módulo integral de mecánica respiratoria.
- Transporte intrahospitalario.
- Almacenamiento de tendencias por 72 hs.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Batería incorporada con autonomía mayor a 2,5 hs.
- Pantalla numérica.
- 2 años de garantía.



50 years of innovation and development in mechanical ventilators.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
P: +54 11 1561387326

Atlanta

2825 Pacific Drive, Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176