



HUMIDOFLO® HFT SYSTEM HF-2900D

NASAL HIGH FLOW OXYGEN THERAPY



GGM

Great Group Medical CO., Ltd.


Humidiflo es un equipo portátil pensado para brindar soporte respiratorio a pacientes (incluyendo pacientes intubados) que requieren un alto flujo de aire caliente y humidificado en entornos hospitalarios, terapia intensiva y también para cuidados domésticos.

Se presenta como un sistema generador de flujo servo-controlado (de 2 a 60 l/min), calefacción y humidificación.

La unidad debe funcionar con el circuito paciente calefaccionado, el cual mantiene la temperatura y la humedad entre la cámara y el paciente por medio del sistema de calefacción: cable adaptador, cable calefactor y sensor de temperatura.



Beneficios fisiológicos



Oximetría de pulso

Se puede incorporar oxígeno para generar una mezcla uniforme, y el equipo cuenta con monitorización de la oximetría de pulso, lo que le aporta versatilidad al tratamiento.

Rango de flujo:

2-60
L/min

Usos y aplicación:

- Manejo en periodos pre y post extubación
- Insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica
- Insuficiencia cardíaca
- Apnea de sueño
- Alternativa a VNI

Distribuido por:

tecme
committed to life

50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
P: +54 11 1561387326

Atlanta

2825 Pacific Drive, Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176