




Humidoflo es un equipo portátil pensado para brindar soporte respiratorio a pacientes (incluyendo pacientes intubados) que requieren un alto flujo de aire caliente y humidificado en entornos hospitalarios y terapia intensiva.

Se presenta como un sistema generador de flujo servocontrolado (de 2 a 60 l/min), calefacción y humidificación.

La unidad debe funcionar con el circuito paciente calefaccionado, el cual mantiene la temperatura y la humedad entre la cámara y el paciente por medio del sistema de calefacción: cable adaptador, cable calefactor y sensor de temperatura.

Beneficios fisiológicos





Oximetría de pulso

Se puede incorporar oxígeno para generar una mezcla uniforme, y el equipo cuenta con monitorización de la oximetría de pulso, lo que le aporta versatilidad al tratamiento.

Rango de flujo:



Usos y aplicación:

- Manejo en periodos pre y post extubación
- Insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica
- Insuficiencia cardíaca
- Apnea de sueño
- Alternativa a VNI

Distribuido por:



50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba