



HUMIDOFLO® **HFT SYSTEM**
HF-2900D

NASAL HIGH FLOW OXYGEN THERAPY



GGM

Great Group Medical CO., Ltd.

Humidoflo é um equipamento portátil, projetado para fornecer suporte respiratório a pacientes (incluído pacientes entubados) que exijam alto fluxo aquecido e umidificado em âmbitos hospitalares e tratamento intensivo.

Se apresenta como um sistema gerador de fluxo servo-controlado (2 a 60 L/min), aquecimento e umidificação.

A unidade deve funcionar com o circuito do paciente aquecido, que mantém a temperatura e a umidade entre a câmara e o paciente através do sistema de aquecimento: cabo adaptador, cabo de aquecimento e sensor de temperatura.



Benefícios fisiológicos



Distribuído por:

tecme
committed to life

50 anos de inovação e desenvolvimento em ventiladores mecânicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba
Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

Buenos Aires
Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
P: +54 11 1561387326

Atlanta
2825 Pacific Drive, Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176

Oximetria de Pulso

Pode-se incorporar oxigênio para gerar uma mistura uniforme e conta com monitorização da oximetria de pulso, trazendo versatilidade ao tratamento.

Gama de fluxos:

2-60
L/min

Usos e aplicação:

- Gerenciamento em períodos pré e pós extubação
- Insuficiência respiratória hipoxêmica e hipercápnica
- Insuficiência cardíaca
- Apneia do sono
- Alternativa para VNI