

vh 2100



Humidificador Calentador

Diseñado para entregar un nivel cómodo de humedad y temperatura.

El humidificador VH-2100 forma parte de un sistema completo de humidificación. El dispositivo se utiliza para calentar y humidificar los gases entregados a los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva, por medio de tubos endotraqueales/de traqueotomía o máscara facial respectivamente.

Permite ajustar hasta nueve niveles de temperatura y humedad.

Especificaciones de producto

	VH-2100-115	VH-2100-230
Dimensiones	135 mm x 160 mm x 170 mm (ancho x alto x largo)	
Peso	1,3 kg (sin cámara)	

Especificaciones eléctricas

Voltaje de alimentación	AC 115 V +-12 V	AC 230 V +-23 V
Corriente de alimentación	1.3 A Max.	0.7 A Max.
Frecuencia de suministro	50/60 Hz	
Potencia del plato calefactor	150 W	

Protección de seguridad

Protección de sobrecorriente	115V/3A (tipo rápido)	230V/1.5A (tipo rápido)
Protección de sobrecalentamiento	115°C+-3 °C, termostato	

Ajuste de temperatura

	Perilla: Escala 1 - 9
--	-----------------------

50 años de innovación y desarrollo en respiradores mecánicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
P: +54 11 1561387326

Atlanta

2825 Pacific Drive. Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176