

tecme

advance+

Monitoramento completo
Capnografia volumétrica
Oxigenoterapia de alto fluxo
SBT
AVA (Assistência Ventilatória
Adaptativa)

Ventilador com recursos avançados
que proporciona ventilação invasiva e
não invasiva, adaptável a todas as
categorias de pacientes.

tecme
committed to life

Monitoramento completo

É possível realizar um acompanhamento dos parâmetros mais importantes no início da terapia, com P/V Flex e com Stress Index, passando pelos estados intermediários até o desmame, com P0.1 e Pimáx, entre outras provas e variáveis.

Capnografia volumétrica

Monitoramento integrado de CO₂ exalado com curvas por tempo e volumétricas, bem como medições de espaço morto fisiológico.

Oxigenoterapia de alto fluxo

A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

Ensaio de respiração espontânea (SBT)

Esta nova ferramenta permite realizar um ensaio de respiração espontânea prévia ao desmame, monitorada em tempo real e completamente segura com alarmes dedicados.

AVA (Assistência Ventilatória Adaptativa)

O modo AVA é um modo de alça fechada adaptativo com controle ideal que garante ventilação minuto do paciente gerando um padrão ventilatório com mínimo trabalho respiratório.



- Ventilação para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
- Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
- Oxigenoterapia de alto fluxo.
- Compensação automática de fugas.
- Software de capnografia volumétrica.
- Módulo integral de mecânica respiratória.
- Sensor de fluxo proximal para neonatologia.
- Compensação de tubo endotraqueal.
- Transporte intra-hospitalar.
- Ensaio de respiração espontânea.
- Armazenamento de tendências durante 72 h.
- Baixo custo de manutenção.
- Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
- 1 ano de garantia.
- Tela numérica.

50 anos de inovação e desenvolvimento em ventiladores mecânicos.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040
X5008HJY - Córdoba, Argentina
P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
P: +54 11 1561387326

Atlanta

2825 Pacific Drive. Suite B
Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176