



vh 2100

Humidificador Calentador

⚠ Diseñado para entregar un nivel cómodo de humedad y temperatura.

El humidificador VH-2100 forma parte de un sistema completo de humidificación. El dispositivo se utiliza para calentar y humidificar los gases entregados a los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva, por medio de tubos endotraqueales/de traqueotomía o máscara facial respectivamente.

Permite ajustar hasta nueve niveles de temperatura y humedad.

Especificaciones de producto

	VH-2100-115	VH-2100-230
Dimensiones	135 mm x 160 mm x 170 mm (ancho x alto x largo)	
Peso	1,3 kg (sin cámara)	
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
Voltaje de alimentación	AC 115 V +-12 V	AC 230 V +-23 V
Corriente de alimentación	1.3 A Max.	0.7 A Max.
Frecuencia de suministro	50/60 Hz	
Potencia del plato calefactor	150 W	
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD		
Protección de sobrecorriente	115V/3A (tipo rápido)	230V/1.5A (tipo rápido)
Protección de sobrecalentamiento	115°C+-3 °C, termostato	
AJUSTE DE TEMPERATURA		
	Perilla: Escala 1 - 9	

Más de 55 años de experiencia comprometidos con la innovación y el cuidado del paciente.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo