



Video Laringoscopia

Smart Scope

Lifotronic

Confiable, simple y conveniente para visualizar la laringe.

El diseño ayuda a minimizar la necesidad de manipular los tejidos y mejora la capacidad de ver las vías respiratorias anteriores, facilitando la intubación traqueal oral durante la anestesia y la urgencia médica.

Especificaciones Técnicas:

El videolaringoscopio Lifotronic, combina alta tecnología en iluminación, visualización y grabación para mejorar la precisión y eficiencia en procedimientos clínicos.

Tamaño y Peso	- Dimensiones: 130 x 100 x 239 mm (L x W x H). - Peso (sin cuchilla): 0.26 kg.
Fuente de Luz	LED fría, iluminación ≥ 1000 lx, temperatura de color ≥ 5000 K.
Pantalla	- Tipo: LCD TFT a color de 3.5". - Ángulo de rotación: Frontales y traseros $\geq 120^\circ$, izquierda-derecha $\geq 270^\circ$. - Control táctil y brillo ajustable en 3 niveles.
Cámara	Tipo: CMOS, 1 millón de píxeles - Resolución espacial: ≥ 8.00 lp/mm - Ángulo de visión: $\geq 60^\circ$. Diseño anti-vaho con control de autocalentamiento (38-41°C).
Memoria	16GB incluidos - Extensible hasta 256 GB.
Batería	Tipo: Ion de litio - Duración de trabajo: 300 minutos- Ciclo de recarga: 300 veces. Alarma de batería baja.
Cuchillas Desechables	Tamaños disponibles: S1 Neonato, S2 Pediátrico, S3 Adulto, S4 Adulto Large.
Distancia de Trabajo	20-100 mm.
Funciones Especiales	Fotografías, Grabación de vídeo, Navegación, Reproducción, Configuración de tiempo, Registros médicos.
Puerto	USB tipo-C y carga inalámbrica.
Interfaz / Salida	Puerto de video opcional para pantalla de 10" o proyector con HDMI.
Adaptador de Corriente	AC100-240V, 50/60Hz, potencia de 50 VA.

Distribuido por:

tecme
committed to life

Más de 55 años de experiencia comprometidos con la innovación y el cuidado del paciente.
www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo